


Gesundheit ist Vertrauenssache.

blutdruckmessen ist boso.



Ob Testsieger bei der Selbstmessung am Oberarm oder die Nr. 1 beim Arzt*
boso Blutdruckmessgeräte.



Für ein langes gesundes Leben:

täglich Blutdruck- messen.

Für Ihre sichere Messung zu Hause.

boso Blutdruckmessgeräte.

Der Blutdruck liefert wichtige Informationen zum Gesundheitszustand. Die regelmäßige Messung gehört daher zu den einfachsten und effektivsten Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Mit einem Blutdruckmessgerät schaffen Sie Ihre Grundlage für ein gesundes und langes Leben – ganz einfach und unkompliziert zu Hause.

Vertrauen Sie dabei auf die Präzision und Qualität von boso – die Marke, mit der auch 96 % aller deutschen Allgemeinärzte, Praktiker und Internisten in der Praxis arbeiten. (API-Studie der GfK 01/2016)

Bei der Stiftung Warentest belegen boso Geräte für die Blutdruckmessung zu Hause regelmäßig Spitzenpositionen: Im aktuellen Test 05/2016 schneiden nur 3 Blutdruckmessgeräte „GUT“ ab, davon sind zwei von boso. Bei Oberarmgeräten ist boso sogar erneut Testsieger.



Die hohe Qualität bestätigen auch die Prüfergebnisse von unabhängigen Fachorganisationen: Alle digitalen boso Selbstmessgeräte haben die Kriterien der Deutschen Hochdruckliga bzw. das strenge Prüfprotokoll der Europäischen Hochdruckliga (ESH) bestanden.



Blutdruckmessung.

Am Oberarm oder am Handgelenk?

Bei der Blutdruckmessung für zu Hause wird generell zwischen Oberarm- und Handgelenkmessung unterschieden. Beide Messmethoden sind gleichwertig zu beurteilen. Allerdings wird empfohlen, dass Menschen mit Gefäßverengungen, was insbesondere bei Personen ab 50 Jahren der Fall sein kann, ein Oberarmmessgerät benutzen.

Blutdruckmessgeräte von bosco garantieren Ihnen eine ausgezeichnete Messgenauigkeit und erkennen sogar eventuelle Herzrhythmusstörungen (wie z.B. Extrasystolen, Vorhofflimmern etc.). Je nach Gerätetyp erhalten Sie zu Ihren genauen Blutdruckwerten auch weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gesundheitsstatus.



Welches Blutdruckmessgerät zu Ihnen passt, können Sie auch auf Seite 23 in unserem Überblick herausfinden.



Wissenswertes.


Zu boso Blutdruckmessgeräten.

 Arrhythmie-Erkennung





Alle digitalen boso Selbstmessgeräte sind mit dieser wichtigen Funktion ausgestattet. Dabei werden eventuelle Herzrhythmusstörungen (wie z.B. Extrasystolen, Vorhofflimmern etc.) schnell erkannt. Diese Funktion ist entscheidend, denn trotz guter Blutdruckwerte kann eine Arrhythmie und damit ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall vorliegen.


 Messwertspeicher und Mittelwertanzeige

Geräte mit Speichermöglichkeit bieten einen Überblick über die letzten Messwerte. Zusätzlich wird aus diesen gespeicherten Einzelmessungen der Durchschnittswert (Mittelwert) errechnet, der eine noch aussagekräftigere Beurteilung Ihres Blutdrucks ermöglicht.

 Blutdruck-Bewertungsskala nach den Blutdruckgrenzwerten der WHO

Die Weltgesundheitsorganisation hat Richtwerte für die Blutdruckbeurteilung festgelegt, die für Personen jeden Alters gelten. boso Geräte, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, bewerten den Mittelwert der gespeicherten Messwerte automatisch nach der von der WHO festgelegten Tabelle:

Wert	Systole	Diastole
 eindeutig erhöht	ab 140	ab 90
 noch normal	130–139	85–89
 normal	120–129	80–84
 optimal	bis 119	bis 79

 Tri-Check-Funktion (zuschaltbar)

Der Blutdruck ist kein konstanter Wert und unterliegt laufenden Schwankungen. Zur noch genaueren Beurteilung des aktuellen Blutdruckstatus erfolgen daher bei Geräten mit dieser Zusatzfunktion automatisch drei aufeinanderfolgende Messungen im Abstand von 1 Minute. Daraus wird der Mittelwert errechnet.

 Manschetten

Die richtige Manschette ist wichtig für verlässliche Messergebnisse. Daher bietet boso je nach Bedarf bei Oberarmgeräten unterschiedliche Manschettengrößen an. Serienmäßig sind die Geräte mit Standard- oder Universalmanschette ausgestattet – für welches Gerät Sie eine kleinere oder größere Manschette (ab 16 cm bis maximal 48 cm) verwenden können, entnehmen Sie der Übersicht auf Seite 23.

boso medicus X

Der Testsieger bei Oberarmgeräten. (Stiftung Warentest 5/2016)

Dieses Modell verfügt über alle wichtigen Funktionen, die Sie für eine präzise Blutdruckmessung benötigen: ein Speicher für 30 Messwerte für die Auswertung des Blutdrucks und die Erkennung eventueller Herzrhythmusstörungen. Die Bedienung erfolgt ganz einfach über eine einzige Taste.



- Einknopfbedienung
- 30 Speicherplätze
- Auswertung des Blutdrucks
- Standardmanschette (22–32 cm)



- Sehr großes Display
- 90 Speicherplätze
- Auswertung des Blutdrucks, Tri-Check zuschaltbar
- Zuschaltbare Sprachausgabe in 5 Sprachen
- Datum und Uhrzeit
- Universalmanschette (22–42 cm)

bosomedicus exclusive

Das Premium-Blutdruckmessgerät – individuell einstellbar.

Blutdruckmessen so individuell wie Ihre Gesundheit: Wie kein anderes bosomedicus Gerät lässt sich dieses Gerät auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen und bietet zahlreiche statistische Funktionen für eine optimale Beurteilung des Blutdrucks. Alles so einfach und benutzerfreundlich, wie Sie es von bosomedicus kennen. Die Messung erfolgt intelligent und ohne Nachpumpen, inklusive Bewegungssensor.

bosomedicus vital

Das Gerät mit erweiterter Erkennung des Schlaganfallrisikos.

Neben den gewohnten Speicher- und Auswertungsmöglichkeiten des Blutdrucks erkennt dieses Gerät, wie bei bosomedicus üblich, eventuelle Herzrhythmusstörungen (wie z.B. Extrasystolen, Vorhofflimmern etc.) – und dank neuartiger Funktion auch deren Häufigkeit. So erhalten Sie detaillierte Informationen für eine noch bessere Erkennung des Schlaganfallrisikos. Die Messung erfolgt intelligent und ohne Nachpumpen, inklusive Bewegungssensor.



- Einknopfbedienung
- 60 Speicherplätze
- Auswertung des Blutdrucks
- Universalmanschette (22–42 cm)



- 4 x 60 Speicherplätze
- Datum und Uhrzeit
- Auswertung des Blutdrucks
- Universalmanschette (22 – 42 cm)

bosomedicus family 4

Das Partner- und Familien-Blutdruckmessgerät.

Dieses Modell vereint 4 Geräte in einem: 4 getrennte Speicher für je 60 Messungen ermöglichen der ganzen Familie eine optimale Kontrolle des Blutdrucks. Die Messung erfolgt intelligent und ohne Nachpumpen, inklusive Bewegungssensor.

bosomedicus uno

Der beliebte Klassiker mit Einknopfbedienung.

Dieses Modell ist durch seine einfache Bedienung besonders beliebt. Die letzte Messung wird automatisch gespeichert und beim Einschalten angezeigt.



- Einknopfbedienung
- Standardmanschette (22 – 32 cm)



- Wireless Blutdruckmessgerät
- Auswertung via App
- Standardmanschette (22–32 cm)

Passend zur App für eine ideale Gesundheitsvorsorge: Die Präzisionswaage boso-gramm system kontrolliert auch Ihr Gewicht mit BMI.


boso medicus system

Das Wireless Blutdruckmessgerät mit App.


Dieses Oberarmgerät macht im Alltag Ihr Smartphone zum Blutdruckcoach: Mit dem Download der App sind Ihre hochpräzisen Messwerte im Handumdrehen direkt auf Ihrem Smartphone gespeichert und werden automatisch für Sie analysiert. So haben Sie immer und überall Ihre Vitalparameter wie Blutdruckwerte, Puls und eventuelle Arrhythmien im Blick. Das macht eine professionelle Auswertung mit Langzeitprofilen ganz einfach, ohne selbst ein Profi sein zu müssen. Oder senden Sie noch kurz einen Bericht direkt an Ihren Hausarzt. Das boso system hat alles für Sie im Griff.

boso medicus system – immer und überall die wichtigsten Vitalparameter im Griff:


- 1 Sie starten die App und legen Ihre Benutzer an – ohne lange Registrierung oder Sonstiges. Via Bluetooth® das Blutdruckmessgerät und/oder die Präzisionswaage **einmalig** verbinden und schon kann es losgehen.
- 2 Nach der Messung werden die Daten automatisch per Bluetooth® in der App angezeigt – Sie benötigen dazu kein WLAN. So haben Sie immer und überall alle wichtigen Parameter mit Datum und Uhrzeit in einer einzigen Übersicht, auch als **Grafik im Langzeitprofil**.



Blutdruck



Puls



Gewicht/BMI

Download App





- Auswertung des Blutdrucks
- 30 Speicherplätze
- Universalmanschette (22–42 cm)

bosomedicus control

Speicher und Auswertung bei der Blutdruckmessung.

Dieses Gerät ermöglicht die Auswertung des Blutdrucks für eine genaue Beurteilung der Messwerte. Mit Speicher für 30 Messwerte und Universalmanschette.

bosomedicus family

Das Partner-Blutdruckmessgerät mit Auszeichnung.

Von der Stiftung Warentest in 2008 als Testsieger ausgezeichnet. Ein ideales Partnergerät mit zwei getrennten Speichern, zusätzlich mit Gastmodus. Darüber hinaus ermöglicht die Auswertung des Blutdrucks eine genaue Beurteilung der Messwerte. Passend für verschiedene Anwender, ist dieses Gerät mit einer Universalmanschette für Armumfänge 22 bis 42 cm ausgestattet.



- Zwei getrennte Speicher mit je 30 Messungen
- Auswertung des Blutdrucks
- Universalmanschette (22–42 cm)



- Sehr großes Display
- Datum und Uhrzeit
- Mit Anschluss für Manschetten in Sondergrößen (16–48 cm)

bo**so** medicus prestige

Das Blutdruckmessgerät für alle Manschettengrößen.

Dieses Gerät wird mit Standardmanschette geliefert, es können jedoch alle Manschettengrößen angeschlossen werden. Somit ist das Gerät sowohl für Kinder als auch für Erwachsene mit sehr schlanken oder sehr starken Oberarmen geeignet.

bo**so** medicus smart

Ideal auf Reisen oder als Zweitgerät.

Dieses Gerät misst halbautomatisch und die sogenannte memomatic ermöglicht dabei ein optimiertes Aufpumpen. Aufgrund der kompakten Größe ist es ideal auf Reisen oder als Zweitgerät, so dass Sie hier nicht auf die Sicherheit der Oberarmmessung verzichten müssen.




- Halbautomatische Messung
- Optimiertes Aufpumpen
- Standardmanschette (22–32 cm)

boso varius privat

Klassische Blutdruckmessung – in ergonomischem Design.

Dieses klassische Gerät ermöglicht Ihnen die Messmethode, wie sie auch oft beim Arzt angewandt wird. Das Drehventil und das gesamte Gerät sind für eine bequeme Bedienung sehr ergonomisch geformt. Das Stethoskop ist fest in der Manschette integriert und die große Skala ist leicht ablesbar.

- Druckknopfventil
- Skala Ø 60 mm
- Shock protected
- Standardmanschette
(22–32 cm)



boso egotest

Klassische Blutdruckmessung – mit Druckknopfventil.

Mit diesem Gerät ermitteln Sie Ihren Blutdruck auf die klassische Methode, wie sie auch oft vom Arzt angewandt wird. Das Stethoskop ist dazu fest in der Manschette integriert und die Bedienung des Ventils erfolgt ganz einfach über einen Druckknopf. Die große Skala ist sehr leicht ablesbar.



- Drehventil
- Skala Ø 60 mm
- Shock protected
- Standardmanschette
(22–32 cm)

- 30 Speicherplätze
- Auswertung des Blutdrucks
- Handgelenkumfang 13,5–21,5 cm



bosomedilife S

Besonders sanfte und schnelle Messung – optional auch als PC-Version.

Dieses sehr handliche Gerät misst den Blutdruck bereits beim Aufpumpen, weshalb die Messung besonders sanft und schnell erfolgt. Zur Beurteilung der Messwerte steht ein Speicher von 30 Messwerten zur Verfügung.



PC-Version

Mit einem Speicher für 280 Messwerte inklusive Datum und Uhrzeit für Ihr Langzeitprofil, Software profilmanger XD Home und USB-Anschlusskabel.

bosomedistar+

Das Gerät mit Spitzenposition bei Stiftung Warentest. (Test 05/2016)

Für alle, die mehr Informationen zu ihrem Blutdruckstatus wünschen, ist dieses Handgelenkgerät die erste Wahl. Hierzu steht ein Speicher für 90 Messwerte zur Verfügung, der auch Basis für die Auswertung des Blutdrucks ist. Alles plus großer Anzeige und elegantem Gerätedesign.



- 90 Speicherplätze
- Auswertung des Blutdrucks
- Handgelenkumfang 13,5–21,5 cm

Das sollten Sie beim Blutdruckmessen beachten.



Sitzen Sie zur Messung am besten bequem. Entspannen Sie sich 5 Minuten und messen Sie erst dann. Bewegen Sie sich nicht während der Messung.



Messen Sie den Blutdruck zuerst an beiden Armen und danach immer an dem Arm, dessen Blutdruckwert höher ist.



Während der Messung nicht sprechen.




Meiden Sie eine Stunde vor der Messung Nikotin und Kaffee.



Lassen Sie zwischen zwei Messungen mindestens zwei Minuten vergehen.

So legen Sie die Manschette richtig an.




Oberarmmessung

Legen Sie die Manschette am unbekleideten Oberarm an.

Die Markierung auf der Manschette sollte sich auf der Arterie des Oberarms befinden.


Ziehen Sie die Manschette so fest, dass ein bis zwei Finger zwischen Arm und Manschette passen.



Handgelenkmessung

Legen Sie die Manschette am unbekleideten Handgelenk an.

Die Manschette sollte straff anliegen.



Wichtig: Die Manschette muss sich in Herzhöhe befinden.

Ihr Überblick.

Welches Gerät passt zu Ihnen?

Seite	Arrhythmie-Erkennung 	Speicher 	Gastmodus 	Mittelwertanzeige 	WHO-Anzeige 	Bewegungssensor 	Mitgelieferte Manschette in cm 	zusätzlich anschließbare Manschetten in cm
-------	--------------------------	--------------	---------------	-----------------------	-----------------	---------------------	------------------------------------	--

Oberarm

medicus X vollautomatisch	7	•	30		•	•		22–32	XL 32–48
medicus exclusive* vollautomatisch	8	•	90	•	•	•		22–42	XS 16–22 XL 32–48
medicus vital vollautomatisch	9	• inkl. Häufigkeit	60		•	•		22–42	XL 32–48
medicus family 4 vollautomatisch	10	• inkl. Häufigkeit	4 x 60	•	•	•		22–42	XL 32–48
medicus uno vollautomatisch	11	•	1					22–32	XL 32–48
medicus system** vollautomatisch	12/13	•	30					22–42	XL 32–48
medicus control vollautomatisch	14	•	30	•	•	•		22–42	XL 32–48
medicus family vollautomatisch	15	•	2 x 30	•	•	•		22–42	XL 32–48
medicus prestige vollautomatisch	16	•	30	•	•			22–32	XS 16–22 XL 32–48
medicus smart halbautomatisch	17	•						22–32	XL 32–48

Klassiker mit eingebautem Stethoskop

egotest klassisch	18							22–32	XL 33–41
varius privat klassisch	19							22–32	XL 33–41

Handgelenk

medistar+ vollautomatisch	21	•	90	•	•	•		13,5–21,5	
medilife S vollautomatisch	20	•	30		•	•		13,5–21,5	
medilife PC 3 vollautomatisch	20	•	280		•			13,5–21,5	



Alle digitalen Oberarm-Blutdruckmessgeräte sind mit einem Netzteilanschluss ausgestattet (außer bosco medicus smart)

* zusätzlich mit Tri-Check-Funktion und Sprachausgabe | ** zusätzlich mit Smartphone-Anbindung



Premium-Qualität für die Gesundheit.

boso Produkte sind ausschließlich im medizinischen Fachhandel, das heißt in der Apotheke und im Sanitätsfachgeschäft, erhältlich.

Auf boso Blutdruckmessgeräte erhalten Sie 3 Jahre Qualitätsgarantie.

Unser Tipp: Das 1x1 der Blutdruckmessung und der Blutdruckpass zum Download unter www.boso.de

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Bahnhofstraße 64
D-72417 Jungingen
T +49 (0) 74 77 92 75 - 0
F +49 (0) 74 77 10 21
E zentrale@boso.de

www.boso.de

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Handelskai 94–96
A-1200 Wien

www.boso.at

